

肿瘤免疫治疗 CAR-T虚拟仿真实验

课程建设团队:徐娟 陈云 张明顺 李晓曦 施 冬艳 周泽伟 孙可一 张冠楠 蔡振明 杨晓帆 南京医科大学 基础医学院免疫学系



虚拟仿真实验成绩说明

虚拟仿真实验占免疫学课程平时成绩<mark>X%</mark>,并按一定比例折合为期末成绩<mark>Y</mark> 分。具体比例和分值参考每学期通知。要求:

- ◆ 教师在超星平台发布虚仿作业,在规定时间内自主学习完成虚拟仿真实验,**逾期不予补交**。
- ◆ 最后将**有个人姓名的成绩页**另存为PDF或截图后超星平台提交文件(注: **项目成绩≥60分则可拿到本项全部分数Y分**; < 60分得1/4*Y分; 未提交报告计0分)。

ps:不论学习模式还是考核模式,均可多次重复练习后以最高分提交即可。





项目背景与依据





★ 非常重要 人体私人保镖 ~90%疾病相关 其他学科根基★ 非常困难 抽象繁多复杂 系统交叉广泛 发展更新迅速




★ 健康杀手 发生因素复杂 大多机制不明

治疗方法有限




免疫治疗 👉 临床热点 靶向免疫系统 广谱持久有效

机遇挑战并存










CAR-T的优点

癌症领域12项颠覆性创新技术,细胞免疫治疗居首

- 1. 精准、快速、高效、持久
- 2. 疗效最为肯定,有临床治愈
- 3. 个性化
- 4. 发展迅速,潜力巨大





全球CAR-T细胞治疗和预测市场规模,2017-2030E https://mp.weixin.qq.com/s/DPLox5WYPq5ZgZ5e6AP7jw

虚拟仿真技术

CAR-T的难点

- 1. 许多理论尚未研究透彻,既是目前面临的障碍,也是可能拓展的方向。
- 2. 其毒副作用是较为重要的关注点,目前临床、科研上多数是谨慎试用、联合运用。
- 3. 步骤复杂,周期很长,非常昂贵,成功率并不高,需要在特殊实验条件(比如P3、
- P4实验室)进行,普通实验室无法完成(目前CAR-T制备一般交给专业公司)。

利用虚拟仿真技术,将抽象、复杂的免疫学理论和技术具象化







项目内容与实施

1 实验对象/课时/要求

大学二年级五年制、八年制临床医学、预防、口腔医学、儿科等

实验所属课程所占课时: 48学时 (33+15)

实验项目所占课时: 3学时

需要具备的基本知识和能力要求:


具备解剖学、组织学、细胞生物学、生物化学、生理学等相关知识。

已接受PBL课程训练,对临床有一定的感性认识。

具有自主学习、观察分析、融会贯通的能力。


具备基本计算机操作能力。






CAR-T实验原理

- ◆ 肿瘤抗原免疫原性较差或表达水平很低,加上肿瘤免疫抑制、低表达或不表达抗原提呈分子 MHC-I,**导致免疫细胞无法有效识别**、活化和 杀伤肿瘤。
- ◆利用抗原抗体的特异性反应,通过基因工程方法,对T细胞进行基因改造,使之表达识别肿瘤抗原的受体 (chimeric antigen receptor, CAR) 和相关信号分子——就像是给T细胞装上GPS,可以精准靶向肿瘤细胞














一、实验路径和程序

<mark>登录网址</mark>: http://nmuvsetsp.njmu.edu.cn/Index.aspx

- ➤ 输入账号密码 (账号: 学号, 密码: 学号@Xnfz)
- > 或统一身份验证登录(近期因申报不可用)








- > 登陆成功后搜素项目"肿瘤免疫治疗"
- > 点击项目进入





〉浏览教学引导视频、实验介绍、实验必读、预习等,尤其是<mark>教学引导</mark> <mark>视频和预习内容</mark>,对于顺利完成实验帮助很大



肿瘤免疫治疗的虚拟仿真实验——从基础到临床

学院:基础医学院 所属学科:基础医学类 专业门类:基础医学

项目申报人:徐娟 课程年份:2021 课时数:3

课程唯一编号: 202106

实验简介:


CAR-T是目前临床与科研上应用和研究最广泛的肿瘤免疫治疗方法之一, 其发展迅速、潜力巨大,但同时也具有如步骤复杂、周期很长、非常昂 贵、成功率不高、有毒副作用等限制,因此尤其适合虚拟仿真实验。本项 目从临床案例入手,完整呈现CAR-T的自主设计、制备及功能,沟通免疫 学基础理论与临床疾病和科研探究,帮助学习者了解免疫治疗的基本原理 和流程,提高知识的综合运用能力,培养初步的临床思维、批判...查看更多

我要做实验


返回







> 点击"我要做实验"进入项目



▶ 实验简介视频

教学引导视频

肿瘤免疫治疗的虚拟仿真实验——从基础到临床

学院: 基础医学院 所属学科: 基础医学类 专业门类: 基础医学

项目申报人:徐娟 课程年份:2021 课时数:3

课程唯一编号: 202106


实验简介:

CAR-T是目前临床与科研上应用和研究最广泛的肿瘤免疫治疗方法之一, 其发展迅速、潜力巨大,但同时也具有如步骤复杂、周期很长、非常昂贵、成功率不高、有毒副作用等限制,因此尤其适合虚拟仿真实验。本项目从临床案例入手,完整呈现CAR-T的自主设计、制备及功能,沟通免疫学基础理论与临床疾病和科研探究,帮助学习者了解免疫治疗的基本原理和流程,提高知识的综合运用能力,培养初步的临床思维、批纠...查看更多

我要做实验

返回





进入项目后

➤ 学习项目简介、项目原理、拓展实验、参考文献等。可以重点学习简介中"3.项目原理-3.2.2 CAR分子的结构",里面有详细的各代 CAR分子设计

ps:由于经费、实验时长等原因,本项目简化了很多常规实验方法和操作,如果感兴趣,可在<mark>拓展实验</mark>里了解相关实验。

还有相关实验细胞株及小鼠模型介绍



二、实验过程注意事项

(一)选择一种模式进入实验(首先用"**学习模式**"反复训练,熟悉后再用"**考核** 模式"检验学习效果、得出实验成绩)

学习模式可以选择右上角 "固定"和"标签"按钮,可帮助快速找到视野和要做的实验及实验器材、目标提示等。不选可以体验自由控制空间转换。

操作过程中使用移液器等器材<mark>不要着急,等它反应,拖快了容易死机</mark>。 拖放器材试剂等要大致放到指定位置才行,不然放不住

如果杀毒软件、网站拦截等干扰,就需要关掉

(二) 进入具体实验——(可对照着PPT—步步操作)

- 1. 选择治疗方向: 目前只能选择 ⑥ 免疫细胞识别 , 其他暂未完成。
- 2. 选择临床病例:只有**06淋巴瘤**,其他暂未完成。学习病例,了解病例相关指标

第一部分: CAR-T的设计和慢病毒载体构建

3. CAR设计: CAR分子包含三个部分, 抗原结合区、跨膜区和信号转导区

这里涉及到对CAR分的设计原理、基本组成构造等背景知识的理解。

可以根据自己学习的基础知识去设计。

理论上可以随意组合设计,但是只有符合要求的设计最终可以在细胞表面表达CAR分

子并可以被荧光试剂检测到,从而完成实验,不正确的设计由于表达失败、无法检测

或效果不佳实验中途失败。可以在学习模式尝试多种组合。

针对本项目, 正确的组合只有8种。





- 3.1 选择CAR受体的基因,即抗原结合区基因,也就是肿瘤抗原的特异性单抗V区基因(包含VH+VL),本项目针对的是淋巴瘤,所以需要知道淋巴瘤的表面分子抗原有哪些(比如案例中阳性的分子CD19和CD20)。可以单选CD19VH+VL,或者同时选择2个,但是抗-CD19VH+VL 需要放在前面。这是目前临床上治疗淋巴瘤最常用的CAR设计,同时也是为了避免程序设计过于复杂增加费用一个措施,方便后面用CD19-FITC荧光蛋白检测表达的CAR分子(抗-CD19 V区)
- 3.2 选择CAR信号分子基因:本项目将跨膜区和信号转导区混在一起简化,其中<mark>跨膜区</mark>没做其他设计,只有一个选择是<mark>CD8a</mark>,项目简介里有文献中提供的有各种选择,包括CD8a。
- 信号转导区,包含 1)共刺激域分子(教材中学习的是CD28,简介里提供的还有4-1BB
- 可以选择)和 2) **信号转导结构域**(哪个分子**传递TCR抗原识别信号——<mark>CD3ζ</mark>)**



顺序一定要对!


4. 构建scFv慢病毒表达载体

- **4.1 载体质粒酶切**:只提供了一个质粒载体示意图,需要将内切酶拖到合适的位点(多克隆位点MSC,可以插入外源目的基因)
- **4.2 载体质粒与目的基因连接**:根据第三步的设计得出基因连接产物(省略掉相关生物化学步骤,最后得出的就是按照你之前选择基因的顺序,最后表达的蛋白分子也是同

样的顺序)



CAR设计时的基因顺序



插入载体质粒的基因顺序

第二部分: 慢病毒载体包装

5.1观察包装细胞HEK-293T细胞:细胞密度拖动数值条在70-80%即为良好,这个范围自主选择即可都是正确的,并且决定你最后的转染效率。低于70%或高于80%不利于下一步转染

5.2共转染:以一个选择题省略掉了转染的繁琐步骤。只需<mark>选择所有需要用的质粒和转染</mark>


<mark>试剂</mark>即可获得待转染混合物(质粒和转染可复习微生物及生化)。

需要用到的质粒包括: 2个包装质粒pMD2.G、psPAX,慢病毒载体质粒pLV;

转染试剂: lipo3000、P3000

最后由包装细胞产出带有目的基因质粒的慢病毒 (动画显示)





5.3 检测病毒滴度:省略掉了病毒离心浓缩等实验操作和计算,直接选择0.5ul病毒液加入Jurkat细胞,孵育后取细胞,加CD19-FITC荧光蛋白,流式检测。5.1设置的细胞密度,与这里C组CAR分子表达百分比是对应的,记住C图实验组的CAR分子表达阳性率百分比数值,后一步实验需要用到。

如果设计的CAR分子基因选择及连接顺序正确,则CAR可以表达在Jurkat细胞表面,且可以被CD19-FITC荧光蛋白识别、检测到,实验成功,可以进行下一步。否则实验失败,只能重头开始。ps:为避免反复失败,一定要好好学习相关内容设计正确的CAR



第三部分:分选和感染患者T细胞

6.1 磁珠分选患者T细胞:

省略了PBMC的分离操作,直接提供一管患者PBMC细胞悬液

需要知道T细胞的特异性表面分子CD3,用<mark>anti-CD3-磁珠单抗</mark>,加入PBMC,利用磁

珠分选仪则可以分选指出T细胞(分选过程用动画显示)

6.2 T细胞激活扩增:需要增加细胞数量,为后续的实验做准备。

注意:"调整细胞密度"按钮,拖动数值条到顶端细胞密度为"1x10⁶/ml"即可(省

略掉了细胞密度调节操作)

需要利用基础知识-<mark>激活T细胞的双信号来自CD3和CD28</mark>,用二者的单抗与T细胞共孵

育(CD3/CD28双抗偶联磁珠),可以刺激T细胞激活并开始克隆增殖。




- 6.3 慢病毒感染患者T细胞。"调整细胞密度"按钮,拖动数值条到顶端细胞密度为"1x106/ml"即可,加入病毒液孵育
- **6.4 流式检测**。"调整细胞密度"按钮,拖动数值条到顶端细胞密度为"0.5x10⁶/ml"即可。

最后观察流式结果,<mark>C组图</mark>为患者T细胞表达CAR分的百分比,大于30%即说明CAR-T制备成功。

动画显示自己设计的CAR分子结构模拟图。进行下一步功能实验。





第四部分: CAR-T功能鉴定

7.1 CAR-T细胞体外杀伤实验。将CAR-T加入细胞后,<mark>动画显示CAR-T杀死肿瘤细胞</mark>

株Raji细胞,释放LDH(项目资料里有背景介绍),对照组未转染CAR分子的T细胞则不能杀死肿瘤细胞。

ELISA可检测释放的LDH水平(提示CAR-T具备杀伤功能)和细胞因子水平(提示CAR-T可以被激活并释放细胞因子,同时可监测活化水平)

7.2 CAR-T细胞体内功能实验。使用的淋巴瘤小鼠模型。对照组注射未转染CAR分子的T细胞,实验组注射CAR阳性-T细胞。

生存率观察CAR-T对于小鼠的保护作用

活体成像仪活体成像,观察小鼠体内肿瘤负荷变化(学习背景资料-拓展实验内容了解

原理)。实验组CRA-T可以杀死肿瘤细胞延缓肿瘤扩增



第五部分: 临床回输

8.1 CAR-T回输。此部分未实施。仅显示结果。背景资料可以学习各种设计的临床效果

- **9. 提交实验报告**,查看实验完成情况。节点图红色显示做错的步骤,灰色是未做的步骤,蓝色是操作正确的步骤(下页示例)。鼠标移至相关节点可显示节点的内容,如果做错或没做,可以再次尝试。
- 10. 将<mark>带有个人姓名的成绩页另存为PDF</mark>或<mark>截图保存,上传至超星发布的虚仿作业即可</mark>





虚仿实验成绩(分数下有个人姓名)

下面的每一个节点:

蓝色代表正确

灰色代表未做

红色代表错误

移动鼠标到节点上可显示此步操作 情况



		88: 10	
KEWAN	100	9%	5
CART重定	100	24%	24
SHIPPING	100	20%	26
整病毒包肢	100	21%	21
CARTEST	100	22%	22
68	4000	68.	.00

